

Medicon Village
Byggnad 402A, vån 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund
Telefon: 046-173195

BIOLOGISKA PROV, Remiss för PFAS analys

- *Kunden ansvarar för att senaste version av remiss används, se **Remisser och provtagningsanvisningar** sid 2*
- *Vid provinsändelse accepterar kunden **AMMs kundvillkor**,
<https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/kundvillkor/>*

Fylls i av laboratoriet:

Remissid, ankomstdatum:

Personnummer, namn:

Patientidentitet **ej** styrkt

Beställare (kundkod)^a.....

Provtagare:

Svarsmottagare (attention):.....

Telefonnr (direktnr):.....

Telefonnr (direktnr):.....

Provtagningsdatum:

Information vid misstänkt exponering i närmiljö:

Ange misstänkt källa (tex dricksvatten, lokalproducerade livsmedel mm)

Om dricksvatten är källan, vilket vattenverk användes (alt. egen brunn)

Aktuell bostadsort.....

Tidigare bostadsort där misstänkt PFAS exponering skett.....

Tidsperiod för exponering.....

Information vid misstänkt exponering i arbetsmiljö:

Arbetsuppgift.....

Aktuellt arbetsställe (namn, ort).....

Tidigare arbetsställe där misstänkt PFAS exponering skett.....

Tidsperiod för exponering.....

Aktuell bostadsort.....

^a Vid avsaknad av kundkod kontakta laboratoriet. Se remissens baksida för kontaktuppgifter.

Analyser (kontakta laboratoriet om förväntad svarstid)

PFAS4^b

- PFHxS (S-perfluoro-1-hexansulfonat)
- PFNA (S-perfluoro-n-nonansyra)
- PFOA (S-perfluoro-n-oktansyra)
- PFOS (S-perfluoro-1-oktansulfonat)

^b PFAS4 (PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS) de vanligast förekommande PFAS ämnena som har riskvärderats av EFSA.

Övriga upplysningar:

Blod (provtagningsstid)

Datum:kl:.....

Provvoly:.....ml

Övriga noteringar:

Anvisningar, se remissens baksida.

REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR

Remisser och provtagning

Remisser för biologiska prov, exponering för PFAS finns att ladda ner från Arbets och miljömedicins syds hemsida <https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/> eller genom att kontakta lab ammlab@skane.se.

För att korrekt bedömning av resultatet ska kunna genomföras är det viktigt att alla uppgifter fylls i på remissen.

Kundkod

Om du inte har en kundkod på laboriemedicin eller AMM kontakta då oss för att se om du kan bli kund och få en kundkod. Skicka ett mail till ammlab@skane.se (skriv "kundkod" i ämnesraden). Kundkoden ska anges på pappersremissen vid beställning av analyser.

Serum (S):

Venblod tages i serumrör med röd kork (plaströr med tillsats av koagulationsaktivator). Låt stå 30 minuter. Serum separeras på plats genom centrifugering (1500 × g, 10 min). Serum överförs till plaströr som skickas till AMM Syds lab. Minimivoly m 2 ml.

Provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial kan vid behov beställas via laboratoriets funktionsbrevlåda ammlab@skane.se

Transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Paketet adresseras till:
Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Byggnad 402 A, våning 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Prov kasseras två veckor efter utskick av analyssvar.